






INSTRUKCJA DLA PACJENTA DLA BADANIA PH ORAZ PH/IMPEDANCJI

1. Cewnik przestanie przeszkadzać po około 1H od momentu założenia.
2. Zachowujemy się możliwie naturalnie, tak aby badanie odzwierciedlało typowy rytm dobowy z uwzględnieniem pór snu oraz pór posiłków i nawyków żywieniowych.
3. Podczas badania nie wolno:
 - kąpać się
 - manipulować przy wtyczce sondy
 - odłączać sondy
 - odklejać elektrody referencyjnej
 - **rozmawiać przez telefon komórkowy i nosić telefonu komórkowego przy sobie** (jeżeli takie zżądzenie jest konieczne, z telefonu należy korzystać przy użyciu zestawu słuchawkowego bądź samochodowego/głośnikowego – w przypadku gdy pacjent musi przeprowadzić rozmowę przez telefon komórkowy, należy każdorazowo zapisać w dzienniczku jej czas rozpoczęcia i zakończenia).
4. Należy unikać miejsc o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym np: linie przesyłowe wysokiego napięcia, kuchenki indukcyjne, pracownie tomografii komputerowej, stacje bazowe sieci komórkowych (maszty radiowe).
5. Poniżej instrukcja definiująca przyciski dla markerów zdarzeń, które pacjent naciska/definiuje na urządzeniu podczas badania:

6.2 Markery zdarzeń

Podczas badania pacjent powinien zaznaczać zdarzenia przyciskami na aparacie. Markery zapisywane są w pamięci aparatu wraz z danymi z pomiaru. Oprócz zaznaczania zdarzeń przyciskami pacjent powinien wpisywać zdarzenia w dzienniczku badania, zaznaczając czas zdarzenia podany na aparacie.

Marker zdarzenia	Nazwa przycisku	Rodzaj	Funkcja
	pozycja leżąca (sen)	okres od....do	Pacjent zaznacza początek i koniec snu, lub spoczynku w pozycji leżącej
	posiłek, płyn	okres od....do	Pacjent zaznacza początek i koniec przyjmowania pokarmów lub picia płynów
	Ból	zdarzenie	Pacjent zaznacza odczuwanie bólu, pieczenia w przełyku
	MMS	ustawiane	Przycisk do zaznaczania zdarzenia zdefiniowanego przez lekarza.
	Lek	zdarzenie	Pacjent zaznacza zażycie leków.

Należy pamiętać, że aparat wyposażono w dwa rodzaje przycisków. Czas snu i posiłków zaznaczany jest dwukrotnie, jako ich początek i koniec. Jeżeli np. pacjent kładzie się spać to naciska przycisk "Pozycja leżąca", a kiedy wstaje naciska go drugi raz. Stan zaznaczenia pokazany jest na wyświetlaczu aparatu.

Przyciski "Ból" i "Lek" służą do jednorazowego nałożenia markera zdarzenia. Jest on potwierdzany krótkim sygnałem dźwiękowym i informacją na wyświetlaczu aparatu wskazującą, który przycisk został naciśnięty.