

Balon wewnętrznożołądkowy ORBERA365™ do leczenia otyłości

NUMER KATALOGOWY: B-50012



- Przeznaczony do wspomaganego utraty masy ciała poprzez indukcję sytości wskutek częściowego wypełnienia żołądka.
- Wprowadzany jest do żołądka przez endoskop i tym samym sposobem go opuszcza.
- Pojedynczy balon przeznaczony do terapii otyłości u pacjentów ze wskaźnikiem masy ciała BMI ≥ 27 i ≤ 50 kg/m².
- Balon nie posiada żadnych wypukłości i twardych powierzchni, które mogą podrażniać żołądek.
- Innowacyjna budowa balonu charakteryzuje się niezwykłą gładkością i kulistym kształtem, co eliminuje prawdopodobieństwo wystąpienia wrzodów żołądka.
- Maksymalny czas implantacji balonu : 12 miesięcy.
- Każdy balon zbudowany jest z ponad 7 warstw najwyższej klasy medycznej silikonu zapewniającego jego trwałość, więc może on wytrzymać działanie płynów trawiennych i kwasów żołądkowych przez 12 miesięcy.
- Balon wypełniany jest roztworem sterylnej soli fizjologicznej, która powoduje rozdęcie go w kulę.
- Rozszerzalna konstrukcja systemu balonu pozwala na regulację jego objętości od 400 cm³ do 700 cm³.
- Zawór widoczny w badaniu RTG.
- Silikonowy cewnik zakładający balonu o średnicy zewnętrznej 6,5mm.
- Jeden koniec cewnika łączy się z koszulką i umieszczonym w niej balonikiem. Drugi koniec wyposażony jest w złącze typu Luer-Lock służące do przyłączania systemu wypełniającego. Na drenie wypełniającym znajdują się znaczniki długości jako punkty odniesienia. Prowadnik wewnątrz silikonowego cewnika służy do zwiększenia sztywności.
- System wypełniający, na który składają się kolec do worków z kroplówkami, dren wypełniający oraz zastawka wypełniająca, ułatwia umieszczenie balonika.
- System ORBERA365™ nie zawiera ani lateksu, ani elementów wykonanych z naturalnego kauczuku.
- Przeznaczony do jednorazowego użytku.
- Dostarczany niesterylny.